

	Technische Information	730-030-DE		V03
	Welches Sterilisationsmittel wirkt im Dampfsterilisationsprozess?	Erstellt	16.10.2002	UK
		Änderung	21.09.2021	KP
		Prüfung	21.09.2021	UK
		Freigabe	21.09.2021	UK
Ablage-Nr.: 1.1				

Es wird die Wirkung der 3 nachfolgenden Sterilisationsmittel diskutiert.

1. Dampf

Es ist bekannt, dass sich überhitzter Dampf, solange er sich in der Gasphase befindet, bei gleicher Temperatur nur ähnliche Sterilisationseigenschaften wie Luft hat. Auch Sattdampf, der in ein vollkommen trockenes Textilpaket aus Zellulosefasern, wie z.B. Leinen oder Baumwolle einströmt, entwickelt durch hygroskopische Kondensation an den Zellulosefasern bei der Aufnahme von Wasserdampf Eigenwärme, ohne die Fasern zu befeuchten, sodass im Inneren dieser Textilpakete höhere Temperaturen gemessen werden, als die Sattdampf-Temperatur. Dadurch kann keine Kondensation des Dampfes im Innenbereich der Textilpakete eintreten. Eingelegte Standard-Bio-Indikatoren nach DIN EN ISO 11138-3 werden in Standard-Dampfsterilisationsprozessen bei 121°C, 15 min mit überhitztem Dampf nicht abgetötet. Selbstverständlich kann sich überhitzter Dampf, wenn er mit kalten Oberflächen in Berührung kommt, abkühlen und bei weiterer Abkühlung kondensieren.

2. Kondensierender Sattdampf

Wasserdampf bei Sattdampf-Temperatur kondensiert auf Gegenständen, die kälter als die Sattdampf-Temperatur sind. Dabei wird die Kondensationswärme des Dampfes sehr schnell und effektiv übertragen. Wenn die Gegenstände die Temperatur des Sattdampfes erreicht haben, findet keine Kondensation und kein Wärmeübergang mehr statt. Während der Aufheizphase wird Wasser auf den zu sterilisierenden Produkten kondensiert, während in der Sterilisationsphase kein Dampfverbrauch und damit keine Kondensation mehr auftritt. Viele Autoren behaupten, dass der kondensierende Dampf das sterilisierende Agens ist, ohne jemals einen entsprechenden Beweis angetreten zu haben. Verfolgt man die Abtötung von Bio-Indikatoren in Dampfsterilisationsprozessen, stellt man fest, dass bei logarithmischem Auftrag der noch überlebenden Keime gegen den linearen Auftrag der Temperatur eine Gerade entsteht. Das heißt, während der Kondensationsphase am Sterilisationsbeginn gibt es keinen „Knick“, sondern die Abtötung findet während der Sterilisationszeit in diesem Diagramm linear statt, währenddessen keine Kondensation von Wasserdampf mehr stattfindet. Somit ist bewiesen, dass auch der kondensierende Dampf keine Abtötung bewirkt.

3. Wasser

Die Sterilisation von Flüssigkeiten kann in geschlossenen Gefäßen ohne Zufuhr von Dampf erfolgen. Dabei stellt man fest, dass die Abtötung der Keime in destilliertem Wasser bei gleicher Temperatur dieselbe Abtötungsgeschwindigkeit aufweist als würden die gleichen Keime in einem Dampfsterilisationsprozess unter sonst gleichen Bedingungen abgetötet. Aus dieser Beobachtung ergibt sich eindeutig, dass das sterilisierende Agens nur Wasser sein kann.

	Technische Information	730-030-DE		V03
	Welches Sterilisationsmittel wirkt im Dampfsterilisationsprozess?	Erstellt	16.10.2002	UK
		Änderung	21.09.2021	KP
		Prüfung	21.09.2021	UK
		Freigabe	21.09.2021	UK
Ablage-Nr.: 1.1				

Schlussfolgerungen

Die Aussage, die bisweilen noch immer in Fachkundelehrgängen verbreitet wird, dass nasses Sterilisiergut am Ende eines Sterilisationsprozesses nicht steril sei, ist damit falsch. Auch kollidiert diese Aussage mit der Tatsache, dass in Sterilisationsprozessen ohne Trocknung am Ende, wie z.B. in Blitz-Sterilisatoren, die dort nass herauskommenden Güter ebenfalls nicht steril seien. Es werden noch heute Sterilisationsprozesse ohne Trocknung eingesetzt, sofern die Sterilgüter sofort Verwendung finden. Nasse Güter am Ende des Sterilisationsprozesses sind dann steril, sofern der durchgeführte Sterilisationsprozess ordnungsgemäß abgelaufen ist. Daher können nasse Güter ohne Bedenken zur sofortigen Verwendung freigegeben werden. Nasse Güter sollten jedoch nicht gelagert werden, da durch nasse Weichverpackungen Keime hindurchwachsen können oder im Inneren von nassen Verpackungen Wachstumsbedingungen geschaffen werden, bei denen ein einziger verliebender Keim ausreichend wäre, um sich vielfach zu reproduzieren und damit das Gut bei Lagerung wieder rekontaminiert würde.

Um Güter auf allen Oberflächen sicher zu sterilisieren, ist nicht nur die notwendige Temperatureinwirkung von Bedeutung, sondern es muss sichergestellt sein, dass alle zu sterilisierenden Oberflächen mit einem, wenn auch sehr dünnen, Wasserkondensatfilm überzogen sind. An allen Stellen, an denen die Kondensation auf die zu sterilisierenden Oberflächen verhindert wird, können die Güter nicht steril werden, z.B. bei

- (1) Dichtflächen, die mit elastischen Materialien abgedichtet sind.
- (2) Schmier- oder Biofilme, die verhindern, dass Wasser auf die Oberfläche gelangt.
- (3) Enge Spalten wie Hahnküken, die geschmiert sind und zwischen den Dichtflächen keine Kondensation zulassen.
- (4) Nicht-kondensierbare Gase die sich in porösen Textiltaschen oder Hohlräumen ansammeln und damit die Kondensation von Dampf verhindern.
- (5) Verschlussmaterialien, wie Gummiverschlüsse zur Abdichtung von Glasflaschen oder Metallcontainern, die kein Wasser zwischen die Dichtungen gelangen lassen.

Es ist bekannt, dass die Abtötung von Keimen abhängig von ihren Trägermaterialien ist. So beeinflussen z.B. Zusätze im Speisewasser von Dampferzeugern den pH-Wert des Wassers oder in Flüssigkeiten von Infusionslösungen deren Zusätze. Im Vergleich zu destilliertem Wasser bei einem pH-Wert von 7 muss die Sterilisationszeit von einer z.B. 1%igen Kochsalzlösung um ca. 30 % erhöht werden, um die gleiche Zahl von Keimen unter sonst gleichen Bedingungen abzutöten.

Auch die Porosität und das Material von Oberflächen beeinflusst die Abtötung von Keimen sehr stark. Wir haben in unseren Laboratorien festgestellt, dass mit *Geob. stearothermophilus* kontaminierte Gummistopfen bei gleicher Temperatur ca. 50 % längere Sterilisationszeiten benötigen, als die Abtötung des gleichen Keimes unter Sattdampf-Bedingungen in Wasser oder auf Filterpapier.

Es ist deshalb sehr wichtig, dass Pflegemittel mit Wasser mischbar sind oder Wasser enthalten. Sie dürfen die Kondensation von Wasser auf den zu sterilisierenden Oberflächen nicht behindern.