



## Container-Siegel-Plombe für Dampfsterilisationsprozesse

### Anwendungsbereich

Die Container-Siegel-Plombe wird zum Versiegeln von Sterilisationscontainern oder Markieren von Beladungsgestellen in Dampf-Sterilisatoren verwendet.

### Produktbeschreibung

Die GKE Container-Siegel-Plomben bestehen aus stabilem, selbstklebendem Postkartenkarton mit den Abmessungen 7 cm x 2,9 cm und einem Pin von 7,5 cm Länge.

Das aufgedruckte Schreibfeld bietet die Möglichkeit, alle relevanten Daten wie Herstell- und Verfallsdatum, Inhalt, Chargennummer des Sterilisationsprozesses sowie die verantwortliche Person handschriftlich aufzuzeichnen. Diese Daten können auch mit einem Datenetikett, das mit einer Etikettierzange beschriftet wurde, aufgeklebt werden.

### Leistungsmerkmale

Der Indikatorpunkt (Prozessindikator Typ 1 nach DIN EN ISO 11140-1) gibt die logistische Information, ob der Container einem Dampfsterilisationsprozess ausgesetzt war.

### Vorteile

- Kombination von Containerplombe, Prozessindikator und Datenetikett in einem Produkt, dadurch geringerer Zeit- und Kostenaufwand.
- Problemlose Entsorgung aufgrund der Verwendung von Karton und damit keine Umweltbelastung im Gegensatz zu Kunststoffplomben.
- Kompatibilität mit den doppelt selbstklebenden GKE Steri-Record®-Etiketten für die patientenbezogene Dokumentation.
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis durch Verwendung von gestanzten Kartonblättern.

### Bestellinformation

Art. Nr.	Inhalt	Produktbezeichnung	Anwendung
211-362	1.008	C-S-L-1-CS	Zum Versiegeln von Sterilisationscontainern