

Dokumentationsblatt der Ergebnisse
nach Prüfung eines GKE Steri-Record® Testsets (200-013 ED)
Überprüfung der Penetrationseigenschaften von Sterilisationsprozessen

KH/Praxis: _____ Sterilisatorhersteller: _____

Anschrift: _____ Typ / Klasse: _____

_____ Baujahr: _____

Programm: _____ Datum: _____

Entlüftung:

Sterilisationsprozess: ☐ Dampf ☐ Formaldehyd ☐ Wasserstoffperoxid

Sterilisation: Temp. _____ °C Haltezeit _____ min

PCD-Nr.	Art.-Nr.	Schlauchabmessungen		HPR* [cm²]	Farbumschlag des Chemoindikators
		Länge [cm]	Durchmesser [cm]		
1	200-150	150	0,2 (= 2 mm)	30	Bitte hier zugehörigen Indikatoren einkleben
2	200-100	100		20	Bitte hier zugehörigen Indikatoren einkleben
3	200-075	75		15	Bitte hier zugehörigen Indikatoren einkleben
4	200-050	50		10	Bitte hier zugehörigen Indikatoren einkleben
5	200-025	25		5	Bitte hier zugehörigen Indikatoren einkleben

Programm: _____ Datum: _____

Entlüftung:

Sterilisationsprozess: ☐ Dampf ☐ Formaldehyd ☐ Wasserstoffperoxid

Sterilisation: Temp. _____ °C Haltezeit _____ min

PCD-Nr.	Art.-Nr.	Schlauchabmessungen		HPR* [cm²]	Farbumschlag des Chemoindikators
		Länge [cm]	Durchmesser [cm]		
1	200-150	150	0,2 (= 2 mm)	30	Bitte hier zugehörigen Indikatoren einkleben
2	200-100	100		20	Bitte hier zugehörigen Indikatoren einkleben
3	200-075	75		15	Bitte hier zugehörigen Indikatoren einkleben
4	200-050	50		10	Bitte hier zugehörigen Indikatoren einkleben
5	200-025	25		5	Bitte hier zugehörigen Indikatoren einkleben

*HPR [cm²] = Länge [cm] x Durchmesser [cm]

Bitte vor Benutzung kopieren oder erhältlich zum Download auf der GKE Homepage (Downloads).